

INSTRUCTIONS FOR USE

הוראות שימוש

تعليمات التعليمات

EN

SAFILENS CONTACT LENSES – INSTRUCTIONS FOR USE

This leaflet contains important information, and recommendations on the proper use of the product.

Please read it with care and retain for future reference. It is also essential to comply with the instructions of your own eye care professional as well as those indicated on the package.

INTENDED USE:

The contact lenses are intended, for the optical correction of ametropias and where specified presbyopia.

RECOMMENDED USAGE:

It is recommended to change your contact lenses daily.

HANDLING THE LENSES:

Wash and dry your hands carefully before handling the lenses, and make sure that they are not inside out; never use the lenses if they have been damaged in any way.

LENS INSERTION:

Do not apply make-up until you have inserted your lenses. To avoid mixing up your lenses, insert them one by one. Make sure the lens is not inside out before insertion (see figures 1 & 2 for ref.).

Place the lens on your index finger to verify shape. Using your other hand's index finger and second finger hold up the upper lid and hold down the lower lid. Place the lens on the eye (see figure 3).

Repeat this step for the other eye.

For any doubt please contact your eye specialist.

LENS REMOVAL:

Look up and hold down the lower lid. Using your index fingertip and thumb tip to gently pinch the lens off the eye (see figure 4). Repeat this step for the other eye. For any doubt please contact your eye specialist.

THERAPEUTIC USE:

Contact lenses without refractive power (0.00D) might be also indicated for therapeutic use. Use as a bandage contact lens for corneal protection and corneal pain relief during treatment of ocular pathologies as well as post-surgical conditions. Strictly follow your specialist instructions for the therapeutic use.

UV BLOCK:

Contact lenses including UV protection may not replace sunglasses because they do not completely cover the entire eye anterior segment. Therefore, contact lenses wearers must continue to bring sunglasses when exposed to UV rays.

PRECAUTIONS:

Never store the lenses in a saline solution because it does not protect them from harmful contaminations; do not re-use a lens; do not use the products beyond their use-by date.

Use cosmetics, soaps, creams and aerosols with care because they can irritate the eyes.

Smoke increases the risk of ulcerative keratitis. Inform your employer that you wear contact lenses. In the event of any eye discomfort, remove the contact lenses and see your specialist.

Do not sleep wearing contact lenses because this poses the risk of keratitis. Keep out of children's reach.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use the lenses in any of the following situations:

infections, inflammation, allergies or any disorders affecting the cornea, conjunctiva or eyelids, ocular dryness, damaged lenses, dirty lenses, sensation of irritation or pain in the eye.

Safilens S.r.l.

Via Maris Grazia Deledda 5,34079

Staranzano Italy

Importer: Einit LTD

Communication Center, Neve Eilan

TEL: 02-5338810

With approval from the Ministry of Health 9530405

*The leaflet is written in male language for convenience only, but everything stated in this leaflet is intended for both women and men.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



IN

Fig. 4.



OUT

Safilens S.r.l.
Via Maris Grazia Deledda, 5
IT34079 Staranzano ITALY

CE 0123

STERILE

MD



SYMBOLS

	= Sterilized using steam or dry heat
	= Use-by date
	= Spherical power
	= Base curve
	= Diameter
	= Do not re-use
	= Do not use if packaging is damaged
	= Medical Device
	= Read instructions before use



PAP
CARTA
Foglietto carta
Paper Recycle EU

▲ הוראות שימוש לעדשות המגע

מבינה SAFILENS

עלון זה מכיל מידע חשוב והמלצות לגבי השימוש הנכון במוצר. אנא קרא אותו בעיון ושומר אותו לעיון בעתיד. חשוב ביותר לציית להוראות מתאים עדשות המגע שלך, כמו גם לאלה על האריזה.

מטרת השימוש:

עדשות המגע נועדו לתיקון ליקויי ראייה וזקן ראייה, היכן שצוין בצורה מפורשת.

שימוש מומלץ:

מומלץ להחליף את עדשות המגע מידי יום.

טיפול בעדשות:

שטוף ויבש את ידך היטב לפני הטיפול בעדשות, וודא כי הן אינן הפוכות; אין להשתמש בעדשות אם הן ניזוקו בכל דרך שרואה.

הרכבת העדשות:

אין למרוח מייקאפ לפני הרכבת העדשות. כדי למנוע מבלבול בין שתי העדשות, הכנס אותן אחת אחת.

ודא שהעדשה אינה הפוכה לפני ההרכבה (ראה אזור 2-1 להדגמה).

הנח את העדשה על האצבע האמצעית (האמה) כדי לוודא את

הצורה הנכונה שלה. עם האצבע

האמצעית (האמה) של היד השנייה

והאצבע השנייה הרם את העפעף

העליון והורד את העפעף התחתון.

הנח את העדשה על העין (ראה אזור 3)

חזור על התהליך עבור העין השנייה.

בכל שאלה נא פנה למתאים עדשות המגע שלך.

הסרת העדשה:

הבט לכיוון מעלה והורד מטה את העפעף התחתון. השתמש בקצות

האצבע והאגודל כדי לצבוט בעדינות

את העדשה מהעין (ראה אזור 4). חזור

על התהליך בעין השנייה. בכל שאלה

נא פנה למתאים עדשות המגע שלך.

שימוש רכואי:

עדשות מגע ללא תיקון ראייה (0.00D)

עשויות להתאים לשימוש רכואי. יכולות לשמש כתחבושת להגנה על

הקרנית ולהקלה על כאב בקרנית במהלך טיפול בפתולוגיות במשטח העין, כמו כן במצבים שלאחר ניתוח. יש להקפיד על ההוראות על המהפך

שלך לגבי השימוש הרכואי.

הגנה מקרניים אולטרה-סגוליות UV:

עדשות מגע הכוללות חסמי UV אינן יכולות להחליף את משקפי השמש כי אינן מכסות את כל החלק הקדמי של

▲ طريقة الاستخدام لعنسات لاصقة

تحتوي هذه النشرة على معلومات مهمة، وتوصيات بخصوص الاستخدام السليم

للمنتج. يرجى قراءتها بتعمق شديد والحفاظ عليها من أجل الرجوع إليها في

المستقبل. من المهم جدا الاضطلاع لتعليمات الرعاية التي حصلت عليها من أخصائي

العيون خاصتك، بالإضافة الى التعليمات المشار إليها في النشرة.

هدف الاستخدام:

تهدف العنسات اللاصقة الى تصحيح الرؤية من الميوريوبات وتحديد طور البصر

الشبكي.

توصيات الاستخدام:

يوصى بتغيير العنسات اللاصقة بشكل يومي.

كيفية التعامل مع العنسات:

قم بغسل وتجفيف يديك جيدا قبل امسالك

بالعدسات، وتأكد أنها ليست في خارج

عيوثها. ال تستخدم العدسات أبدا في حال كانت نائفة أو منضرة.

وضع العنسة:

لا تقم باستخدام الماكياج قبل إدخال العنسات الخاصة بك، لتجنب خلط

عدساتك، قم بإزائها واحدة تلو الأخرى. تأكد من أن العدسات لم تكن في الخارج

قبل إدراجها، ضع العدسة على السبابة بهدف التحقق من الشكل. بواسطة استخدام

اصبع السبابة

في اليد الأخرى والاصبع الثاني ارفع

الجفن العلوي واضغط على الجفن السفلي. ضع العدسة على العين، كرر هذه

العملية

للعين الأخرى. في حال وجود أي شك

يرجى الاتصال مع أخصائي العيون الخاص بك.

إزالة العنسة:

امسك الجفن السفلي وقم بالضغط عليه

للاضف. باستخدام طرف الاصبع السبابة

وطرف الاصبع الإبهام أمسك العدسة

بلطف وأخرجها من

العين. كرر هذه العملية للعين الأخرى. في حال وجود أي شك يرجى الاتصال مع

أخصائي العيون الخاص بك.

الاستخدام العلاجي

يمكن التوصية باستخدام العنسات اللاصقة بدون قوة الانكسار (0.00D)

للاستخدام العلاجي. يتم استخدام العنسات اللاصقة لحماية القرنية

وتخفيف ألم القرنية أثناء علاج أمراض العين أو في حالات ما بعد عملية جراحية.

لهذا الهدف اتبع بدقة تعليمات أخصائي العيون الخاص

بك بهدف الاستخدام العلاجي.

حزمة الأشعة فوق البنفسجية

العنسات اللاصقة بما في ذلك التي تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية قد لا تحل مكان النظارات الشمسية لأنها لا تغطي الجزء الأمامي من العين بالكامل. لذلك، فإن من

يرتدي العنسات اللاصقة عليه أن يستمر في وضع النظارات الشمسية عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية.

تحذيرات

ال تضع العنسات في محلول ملحي أبدا

الآن المحلول ال يجمعهم من التلوث الضار. ال تقدم باستخدام العنسات مرة ثانية قبل

تعتيمهم ال

تستخدم المنتجات بعد انتهاء تاريخ الاستخدام. يجب تعقيم العنسات في كل

مرة تستخدمهم. اشطف العنسات كل يوم

وقم بتغييرهم بانتظام.

ال تستخدم مستحضرات التجميل،

الصابون، الكريما والمحاليل النفا من الممكن أن تسبب تهيج في العينين. ان

الخان من الممكن أن يزيد

من خطر التهاب القرنية المتقرخي. أخبر رب

العسل أنك تضع العنسات اللاصقة. عند

الزعجاج أو الشعور بعدم الراحة في

العينين، ازل

العنسات وتوجه الاستشارة أخصائي

العينين.

ال تمام وانت تضع العنسات اللاصقة ال

هذا يشكل خطر التهاب القرنية. أبق المنتج

بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

موانع الاستخدام:

ال تستخدم العنسات في أي حالة من

الحالات التالية: التهاب، عدوى، حساسية أو

حدوث اضطرابات تؤثر على القرنية،

اللتحمة والجفون،

في حال جفاف العين، عدسات نائفة،

عدسات منسقة، الشعور بتهيج في العينين

أو ألم في العينين.

قائمة:

الشركة المصنعة: I.R.S. صافيلنس

فيا ماريوس غرازيا بيليدا 5,34079

ستارانزانو ايطاليا

المستورد: شركة عينيت المحدودة

مجمع الاتصالات، نيف ايلان

02-5338810 هاتف

وبموافقة وزارة الصحة. 9530405

*النشرة مكتوبة بلغة الذكور لتيسير فقط ، لكن كل ما ورد في هذه النشرة مخصص لكل من النساء والرجال.

SYMBOLS	
(S)	Sterilized using steam or dry heat
(U)	Use-by date
(D)	Spherical power
(DIA)	Diameter
(BC)	Base curve
(D)	Do not re-use
(D)	Do not use if packaging is damaged
(MD)	Medical Device
(I)	Read instructions before use

העין, לכן, מרכיבי עדשות מגע חייבים להמשיך ולהרכיב משקפי שמש להגנה מקרני UV.

אמצעי זהירות:

אין לאחסן את העדשות בתמיסת סליני, כי הם אינם מגיעות עליהן מפני

זיהומים מזיקים. אל תשתמש שוב

בעדשה, אל תשתמש במוצרים מעבר

לתאריך התפוגה שלהם.

השתמש במוצרי קוסמטיקה קרמים

ותרסיסים בהירות כי הם עלולים לגרום לגירוי בעין. עישון מגביר את

הסיכון לדלקת כיבית בקרנית. ידעו

את המעביד שלך על כי הנכם מרכיבים

עדשות מגע, בכל מקרה של חוסר

נוחות בעין, הסר את העדשות ופנה

למתאים עדשות המגע שלך.

זה להרכיב את העדשות בזמן שינה,

אין מגביר את הסיכון לדלקת בקרנית.

הרחק מילדים.

המיון ננד:

אין להשתמש בעדשות בכל אחד מהמצבים הבאים:

זיהומים, דלקות, אלרגיות או כל

הפגעות המשפיעות על הקרנית,

הלחמית או העפעפים, יובש בעין,

עדשות פגומות, עדשות מלוכלכות,

תחושת גירוי או כאב בעין.

יצרן: Safilens S.r.l.

Via Maris Grazia Deledda 5,34079

Staranzano Italy

שם היבוא: עינית בע"מ

קרית התקשורת, נווה אילן

טלפון: 02-5338810

באישור משרד הבריאות מספר:

9530405

*עלון מנסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בעלון זה מיועד לנשים ונברים כאחד

סימנים	
(S)	מטוהר בביקס או בחום
(U)	תאריך המגע
(D)	עוצמת העדשה
(DIA)	קטור
(BC)	קעורה
(D)	אל לשימוש חוזר
(D)	אל לשימוש בפרוזה הבריאה פגומה
(MD)	מכשיר רפואי
(I)	עין הוראות השימוש לפני הרכבת העדשות